

Nichipet Premium Starter Kit I 10/100/1000

1-Kanal 0.5-10 µl, 10-100 µl, 100-1000 µl
inkl. Tube Opener und 3 Spitzen Racks



Nichiryo

1 Stück

Artikel-Nr.: 656033 | Nichiryo

669,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal
Kategorie: Pipette, Starterkit
Marke: Nichipet Premium
Pipettenvolumen: bis 1000 µl
Produkteigenschaft: manuell
Verpackung: 1 Stück
Volumeneigenschaft: variables Volumen