

## Nichipet Premium Starter Kit III 2/10/100

1-Kanal 0.1-2 µl, 0.5-10 µl, 10-100 µl  
inkl. Tube Opener und 3 Spitzen Racks



**Nichiryo**

1 Stück

Artikel-Nr.: 656035 | Nichiryo

**669,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Kanäle:** 1-Kanal  
**Kategorie:** Pipette, Starterkit  
**Marke:** Nichipet Premium  
**Pipettenvolumen:** bis 100 µl  
**Produkteigenschaft:** manuell  
**Verpackung:** 1 Stück  
**Volumeneigenschaft:** variables Volumen