

## Anti-HA Tag

Rabbit Polyclonal IgG  
Poly9023



**BioLegend**  
From Revvity

200 µL

Artikel-Nr.: B923501 | BioLegend | Hersteller-Nr.: 923501

**313,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** IP, WB  
**Clone:** Poly9023  
**Format:** SERUM  
**Isotype:** Rabbit Polyclonal IgG  
**Species of Origin:** Rabbit  
**Verpackung:** 200 µl

Anti-HA Tag

Clone: Poly9023

Isotype: Rabbit Polyclonal IgG

Other\_Names: HA epitope tag, HA1, HA2, hemagglutinin, Hemagglutinin HA1 chain, Hemagglutinin HA2 chain, YPYDVPDYA, Hemagglutinin tag

Size: 200 µL

Reactivity:

Format: SERUM

App\_Abbrev: WB, IP

Species of Origin: Rabbit

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller:

<https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=11070>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>