

Finntip 5 - 200 µl, orange, Extended

78 mm lang
für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Box à 400 Stück

Artikel-Nr.: 674441 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9400100

76,10 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Box à 400 Stück

Pipettenspitze

Passend für für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl