

## Finntip 5 - 200 µl, orange, Extended, steril

78 mm lang  
für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC



10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: 674449 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9400133

**265,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Farbe:** farblos  
**Filter:** nein  
**Länge:** lang  
**Low Binding:** nein  
**Maximalvolumen:** 200 µl  
**Pipettenspitzen Linie:** Finntip  
**Sterilität:** steril  
**Verpackung:** 10 Racks à 96 Stück