

## Finntip 0.5 - 200 µl, gelb

52 mm lang  
für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 674450 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9400230

**64,80 €\***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Finntip
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	1 Beutel à 1000 Stück

Pipettenspitze

für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl