

Finntip 0.5 - 200 µl, gelb, steril

52 mm lang
für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC



10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 674459 | Thermo

105,00 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück