

## Finntip 100 - 1000 µl, blau

71 mm lang  
für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC



1 Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: 674470 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9401030

**65,60 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

**Farbe:** farblos  
**Filter:** nein  
**Länge:** lang  
**Low Binding:** nein  
**Maximalvolumen:** 1000 µl  
**Pipettenspitzen Linie:** Finntip  
**Sterilität:** unsteril  
**Verpackung:** 1 Beutel à 1000 Stück

Pipettenspitze  
für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl