

Finntip 100 - 1000 µl, blau, Extended

105 mm lang
für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC



5 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674485 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9401420

89,70 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	5 Racks à 96 Stück

Pipettenspitze

für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl