

Finntip 100 - 1000 µl, blau, Extended, steril

105 mm lang
für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC



5 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 674489 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9401423

111,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Farbe: | farblos |
| Filter: | nein |
| Länge: | XL |
| Low Binding: | nein |
| Maximalvolumen: | 1000 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | Finntip |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 5 Racks à 96 Stück |