

Finntip 0.5 - 5 ml,
147 mm lang
für F1, F2, Novus 5 ml Pipetten

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Beutel à 500 Stück
Artikel-Nr.: 674490 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9402030

103,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: nein
Länge: XL
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 5000 µl
Pipettenspitzen Linie: Finntip
Sterilität: unsteril
Verpackung: 1 Beutel à 500 Stück



Pipettenspitze
für F1, F2, Novus 5 ml Pipetten