

Finntip 0.5 - 5 ml, grün

147 mm lang
für F1, F2, Novus 5 ml Pipetten

ThermoFisher
SCIENTIFIC



5 Racks à 54 Stück

Artikel-Nr.: 674492 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9402070

86,90 €*

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	5000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	5 Racks à 54 Stück



Pipettenspitze
für F1, F2, Novus 5 ml Pipetten