

Finntip 0.5 - 5 ml, grün, steril

147 mm lang
für F1, F2, Novus 5 ml Pipetten

ThermoFisher
SCIENTIFIC



5 Racks à 54 Stück

Artikel-Nr.: 674493 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9402073

109,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	5000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Racks à 54 Stück