

Finntip Flex 1 - 10 ml, rot, Extended, steril

267 mm lang
für F1, F2, Novus 10 ml Pipetten



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Beutel à 50 Stück
Artikel-Nr.: 674499 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94060973

47,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	XXL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	steril
Verpackung:	1 Beutel à 50 Stück