

ClipTip 1250 µl, Filter, türkis, steril

für F1-ClipTip Pipetten 1250 µl
für E1 Pipetten 1250 µl (nicht 384er Format)



ThermoFisher
SCIENTIFIC

8 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674556 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94420813

93,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1250 µl
Pipettenspitzen Linie:	Clip Tip
Spezialeigenschaften:	ClipTip
Sterilität:	steril
Verpackung:	8 Racks à 96 Stück