

## ClipTip 1250 µl, Filter, türkis, steril

für F1-ClipTip Pipetten 1250 µl  
für E1 Pipetten 1250 µl (nicht 384er Format)



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

8 Inserts à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674557 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94420818

**91,10 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1250 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Clip Tip
<b>Spezialeigenschaften:</b>	ClipTip
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	8 Inserts à 96 Stück