

Finntip Weit 10 - 250 µl, weiß

53 mm lang, Innendurchmesser 1.1 mm
für F1, F2, Novus Pipetten bis 250 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 674580 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9405020

71,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	250 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Spezialeigenschaften:	Cell Saver
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Beutel à 1000 Stück