

Finntip Weit 10 - 250 µl, weiß, steril

53 mm lang, Innendurchmesser 1.1 mm
für F1, F2, Novus Pipetten bis 250 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674589 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9405123

146,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	250 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Spezialeigenschaften:	Cell Saver
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück