

## Finntip Weit 100 - 1000 µl, weiß

72 mm lang, Innendurchmesser 1.8 mm  
für F1, F2, Novus Pipetten 1000 µl



SCIENCE IS OUR BUSINESS

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

1 Beutel à 400 Stück

Artikel-Nr.: 674590 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9405050

**35,20 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Finntip
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Cell Saver
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	1 Beutel à 400 Stück