

Finntip Weit 100 - 1000 µl, weiß, steril

72 mm lang, Innendurchmesser 1.8 mm
für F1, F2, Novus Pipetten 1000 µl



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674599 | Thermo | Hersteller-Nr.: 9405163

167,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Spezialeigenschaften:	Cell Saver
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück