

Finntip Flex 0.1 - 10 µl, rosa

33 mm lang
für F1, F2, Novus Pipetten bis 10 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 674600 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94060120

69,80 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Farbe: | farblos |
| Filter: | nein |
| Länge: | kurz |
| Low Binding: | nein |
| Maximalvolumen: | 10 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | Finntip |
| Sterilität: | unsteril |
| Verpackung: | 1 Beutel à 1000 Stück |

Pipettenpitze

Passend für F1, F2, Novus Pipetten bis 10 µl