

## Finntip Flex 0.1 - 10 µl, steril, pink

33 mm lang  
für F1, F2, Novus Pipetten bis 10 µl

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674609 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94060103

**117,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	kurz
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	10 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Finntip
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück