

Finntip Flex 200 µl, gelb, Nachfüll Pack

60 mm lang
für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC



20 Inserts à 96 Stück
Artikel-Nr.: 674616 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94060317

161,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: nein
Länge: normal
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 200 µl
Pipettenspitzen Linie: Finntip
Sterilität: unsteril
Verpackung: 20 Inserts à 96 Stück

Pipettenspitze

Passend für für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl

