

Finntip Flex 1 - 200 µl, gelb

60 mm lang
für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 674610 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94060320

70,10 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: nein
Länge: normal
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 200 µl
Pipettenspitzen Linie: Finntip
Sterilität: unsteril
Verpackung: 1 Beutel à 1000 Stück

Pipettenspitze

Passend für für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl