

Finntip Flex 1 - 200 µl, steril, gelb

60 mm lang
für F1, F2, Novus Pipetten bis 200 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674619 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94060313

112,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück