

Finntip Flex 5 - 300 µl, orange

61.5 mm lang
für F1, F2, Novus Pipetten bis 300 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 674620 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94060520

70,10 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	300 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Beutel à 1000 Stück

Pipennenspitze

Passend für für F1, F2, Novus Pipetten bis 300 µl