

Finntip Flex 50 - 1000 µl, blau

87 mm lang
für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl

ThermoFisher
SCIENTIFIC



1 Beutel à 1000 Stück
Artikel-Nr.: 674630 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94060720

78,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	1 Beutel à 1000 Stück

Pipettenspitze

Passend für für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl

