

## Finntip Flex 50 - 1000 µl, steril, blau

87 mm lang  
für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC



10 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: 674639 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94060713

**117,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	nein
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück