

## Finntip Flex 50 - 1200 µl, türkis

87 mm lang  
für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl



SCIENCE IS OUR BUSINESS

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

1 Beutel à 1000 Stück  
Artikel-Nr.: 674640 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94060820

**94,30 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Länge:</b>	lang
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Finntip
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	1 Beutel à 1000 Stück

*Leider kein Foto vorhanden*

Pipettenspitze

für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl