

Finntip Flex 50 - 1200 µl, steril, türkis

87 mm lang
für F1, F2, Novus Pipetten bis 1000 µl



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: 674649 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94060813

225,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Farbe: | farblos |
| Filter: | nein |
| Länge: | lang |
| Low Binding: | nein |
| Maximalvolumen: | 1200 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | Finntip |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 10 Racks à 96 Stück |