

Finntip Filter Mikro 0.2 - 20 µl, steril

33 mm lang



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 384 Stück

Artikel-Nr.: 674702 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94052020

1.413,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	kurz
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	20 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 384 Stück

Leider kein Foto vorhanden