

Finntip Filter 0.5 - 20 µl, steril

52 mm lang

ThermoFisher
SCIENTIFIC



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674708 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94052150

171,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	20 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück