

Finntip Filter 5 - 100 µl, steril, Extended

78 mm lang

ThermoFisher
SCIENTIFIC



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674714 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94052310

318,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	100 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück