

Finntip Filter 5 - 300 µl, steril

52 mm lang

ThermoFisher
SCIENTIFIC



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674720 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94052350

177,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Farbe: | farblos |
| Filter: | ja |
| Länge: | normal |
| Low Binding: | nein |
| Maximalvolumen: | 300 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | Finntip |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 10 Racks à 96 Stück |