

Finntip Filter 100 - 1000 µl, steril, Extended

105 mm lang

ThermoFisher
SCIENTIFIC



5 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674724 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94052430

196,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Racks à 96 Stück