

Finntip Filter 500 - 5000 µl, steril

147 mm lang

ThermoFisher
SCIENTIFIC



5 Racks à 54 Stück

Artikel-Nr.: 674726 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94052550

184,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	5000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Racks à 54 Stück