

Finntip Filter 1 - 10 ml, steril

150 mm lang

Restbestand - Produkt wird eingestellt

ThermoFisher
SCIENTIFIC



5 Racks à 24 Stück

Artikel-Nr.: 674728 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94052600

124,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	XL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	steril
Verpackung:	5 Racks à 24 Stück