

Finntip Flex Filter 1 - 30 µl, steril

60 mm lang



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674742 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94056510

188,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	30 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück