

## Finntip Flex Filter 100 - 1000 µl, steril

87 mm lang

**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674750 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94056710

**205,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	ja
<b>Länge:</b>	lang
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	1000 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	Finntip
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	10 Racks à 96 Stück

Filterspitze

