

Finntip Flex Filter 50 - 1200 µl, steril

87 mm lang

ThermoFisher
SCIENTIFIC



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 674752 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94056810

253,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	1200 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	steril
Verpackung:	10 Racks à 96 Stück

Filterspitze

