

Finntip Flex Filter 1- 10 ml, steril

267 mm lang



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

1 Beutel à 50 Stück

Artikel-Nr.: 674754 | Thermo | Hersteller-Nr.: 94056970

56,60 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Farbe:	farblos
Filter:	ja
Länge:	XXL
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10000 µl
Pipettenspitzen Linie:	Finntip
Sterilität:	steril
Verpackung:	1 Beutel à 50 Stück