

Nunc 2D Barcode ScrewTop Tubes, 2ml

mit Innengewinde, Graduierung, Schreibfeld
U-Boden, Sternfuß (allein stehend)



SCIENCE IS OUR BUSINESS

ThermoFisher
SCIENTIFIC

10 Latch Racks à 48 Tubes (480 Stück)
Artikel-Nr.: 59374510 | Thermo

752,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Brand: Nunc
Codierung: 2D-Barcode, Schreibfeld
Format: Rack im SBS Format
Passend für Rackformat: SBS/48
Produktart: Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde
Verpackung: 10 Latch Racks à 48 Tubes (480 Stück)
Volumen: 2.0 ml