

## SurPhob Gelloader 10 µl, 0.57mm, Rundkopf

Länge 52 mm  
DNA-, DNase-, RNasefrei



2 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: VT0180 | Biozym

**26,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Aktionsangebote:</b>	Frühlingsaktion
<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	normal
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	10 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SurPhob
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Gelloader, Rundkopf
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	2 Racks à 96 Stück

- Volumen: 10 µL
- Rundkopf
- Keine Graduierung
- Material: Polypropylen
- Länge: 51.82 mm
- Außendurchmesser: 0.57 mm

Gewicht: 0.25 kg

Abmessung (LxBxH): 13.34 cm x 13.34 cm x 9.53 cm

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:  
Abholungen und Recycling:

