

SurPhob Gelloader 10 µl, 0.17 mm, Flachkopf

Länge 52 mm
DNA-, DNase-, RNasefrei



2 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0184 | Biozym

65,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Frühlingsaktion
Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	normal
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	10 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Spezialeigenschaften:	Flachkopf, Gelloader
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	2 Racks à 96 Stück

- Volumen: 10 µl
- Flachkopf
- Keine Graduierung
- Material: Polypropylen
- Länge: 51.82 mm
- Außendurchmesser: 0.17 mm

Gewicht: 0.25 kg

Abmessung (LxBxH): 13.34 cm x 13.34 cm x 9.53 cm

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:
Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>