

## SurPhob Gelloader 200 µl, 0.57 mm, Rundkopf

Länge 83 mm  
DNA-, DNase-, RNasefrei



2 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: VT0190 | Biozym

**33,50 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	lang
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SurPhob
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Gelloader, Rundkopf
<b>Sterilität:</b>	unsteril
<b>Verpackung:</b>	2 Racks à 96 Stück

- Volumen: 200 µl
- Rundkopf
- Keine Graduierung
- Material: Polypropylen
- Länge: 82.55 mm
- Außendurchmesser: 0.57 mm

Gewicht: 0.32 kg

Abmessung (LxBxH): 20 cm x 14.92 cm x 9.69 cm

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>

