

SurPhob Gelloader 200 µl, 0.57 mm, Rundkopf

steril, Länge 83 mm
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



2 Racks à 96 Stück
Artikel-Nr.: VT0191 | Biozym

39,90 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Farbe: | farblos |
| Filter: | nein |
| Graduierung: | nein |
| Länge: | lang |
| Low Binding: | nein |
| Maximalvolumen: | 200 µl |
| Pipettenspitzen Linie: | SurPhob |
| Spezialeigenschaften: | Gelloader, Rundkopf |
| Sterilität: | steril |
| Verpackung: | 2 Racks à 96 Stück |

- Volumen: 200 µl
- Rundkopf
- Keine Graduierung
- Material: Polypropylen
- Länge: 82.55 mm
- Außendurchmesser: 0.57 mm

Gewicht: 0.32 kg

Abmessung (LxBxH): 20 cm x 14.92 cm x 9.69 cm

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>

