

SurPhob Gelloader 200 µl, 0.17 mm, Flachkopf

Länge 83 mm

DNA-, DNase-, RNasefrei



2 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: VT0194 | Biozym

65,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote:	Frühlingsaktion
Farbe:	farblos
Filter:	nein
Graduierung:	nein
Länge:	lang
Low Binding:	nein
Maximalvolumen:	200 µl
Pipettenspitzen Linie:	SurPhob
Spezialeigenschaften:	Flachkopf, Gelloader
Sterilität:	unsteril
Verpackung:	2 Racks à 96 Stück

- Volumen: 200 µl
- Flachkopf
- Keine Graduierung
- Material: Polypropylen
- Länge: 82,55 mm
- Außendurchmesser: 0.17 mm

Gewicht: 0.32 kg

Abmessung (LxBxH): 20 cm x 14.92 cm x 9.69 cm

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>