

## SurPhob Gelloader 200 µl, 0.17 mm, Flachkopf

steril, Länge 83 mm  
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



2 Racks à 96 Stück  
Artikel-Nr.: VT0195 | Biozym

**111,10 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Farbe:</b>	farblos
<b>Filter:</b>	nein
<b>Graduierung:</b>	nein
<b>Länge:</b>	lang
<b>Low Binding:</b>	nein
<b>Maximalvolumen:</b>	200 µl
<b>Pipettenspitzen Linie:</b>	SurPhob
<b>Spezialeigenschaften:</b>	Flachkopf, Gelloader
<b>Sterilität:</b>	steril
<b>Verpackung:</b>	2 Racks à 96 Stück

- Volumen: 200 µl
- Flachkopf
- Keine Graduierung
- Material: Polypropylen
- Länge: 82,55 mm
- Außendurchmesser: 0.17 mm

Gewicht: 0.32 kg

Abmessung (LxBxH): 20 cm x 14.92 cm x 9.69 cm

Hinweis zu den SurPhob – Pipettenspitzenboxen:

Abholungen und Recycling:

<https://www.biozym.com/recycling>

