

Magnet Rührer, digital

Kunststoffoberfläche



Biozym
SCIENCE IS OUR BUSINESS

1 Stück

Artikel-Nr.: 556032 | Biozym

179,00 €*

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Digitaldisplay:	ja
Kategorie:	Magnetrührer
Max. Kapazität:	3 l
Oberfläche:	ABS
Plattform Durchmesser:	bis 140 mm
Rührfunktion:	ja
Verpackung:	1 Stück

Die Vorteile:

- Kompaktes Gerät mit vollständig geschlossenem Gehäuse
- Drehzahl digital geregelt
- LED Anzeige
- Schraubaufnahme für Stativstange

Technische Daten:

Spannung:	200-240 V
Leistungsaufnahme:	15 W
max. Rührmenge:	3 Liter
Rührstäbchen max.:	50 mm
Rührstellen:	1
Rührplatte ø:	135 mm
Material Rührplatte:	ABS
Drehzahl:	100-1500
Einstellung der Drehzahl:	digital

Abmessungen: 155 x 215 x 75 mm

Schutzklasse: IP 41

Gewicht: 0,9 kg