

## Universal Latch Rack für Nunc 2D Tubes, 2ml

für 2 ml Tubes mit Innengewinde



**ThermoFisher**  
SCIENTIFIC

10 Leerracks

Artikel-Nr.: 59331835 | Thermo

**190,00 €\***

\*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

### Beschreibung

<b>Brand:</b>	Nunc
<b>Codierung:</b>	ohne Codierung
<b>Format:</b>	SBS Rack Latch leer
<b>Passend für Rackformat:</b>	SBS/96
<b>Produktart:</b>	Rack leer
<b>Verpackung:</b>	10 Leerracks